

## Odběr směsných vzorků medných zásob na vyšetření na mor

Preventivní vyšetření včelstev na mor můžeme provést z medných zásob z plodových plástů. Tento způsob se používá zejména v letním období, kdy není možno nasbírat dostatečné množství měli.

### Postup:



Pro každé stanoviště připravíme čistou polévkovou lžicí, kterou dezinfikujeme alkoholem, aby na ní nebyly zárodky běžných plísní, které znemožňují vyšetření medu na mor.

Med vzorkujeme například do čistých sklenic od medu či těsně uzavíratelných nádobek.



Z každého včelstva vyjmeme plást z plodiště a polévkovou lžicí nabereme zásoby podle obrázku. Kousky vosku nevadí. Medu z jednoho plástu musí být asi lžíce. Do stejné nádoby pokračujeme u dalšího včelstva.



Je-li na stanovišti více než 25 včelstev (pokud není stanoveno jinak), je třeba připravit několik směsných vzorků a řádně je označit (např. vzorek č.1=včelstva 1–15, vzorek č. 2 = včelstva 16–30).



### Označení obalu vzorku:

- jméno včelaře
- název stanoviště
- registrační číslo stanoviště
- počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek